

Winter Campaign 2026-2027

キャンペーン期間：2026年10月1日(木)～ 2027年3月26日(金)

ご注文受付

カスタマーサービス TEL. 0495-71-9300
FAX. 0495-71-9320

【お客様へお願い】

- ◆ 表示価格に消費税は含まれておりません。
- ◆ 製品は研究での使用を目的としており、診断・治療等には使用できません。
- ◆ キャンペーン製品の返品はお受けできませんのでご了承ください。

ザルスタット株式会社

〒101-0047
東京都千代田区内神田2-16-11 内神田渋谷ビル
TEL 03-3526-3530
FAX 03-3526-0870

大阪営業所
〒564-0063
大阪府吹田市江坂町1-23-43 ファサード江坂ビル
TEL 06-6339-6886
FAX 06-6339-8976

福岡営業所
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-11-27 AS OFFICE博多606
TEL 092-433-3600
FAX 03-3526-0870

26CA16-0 ● 記載されている内容は製品の改良などに伴い予告なく変更することがあります。



遠心チューブ

マイクロチューブ — 材質：PP、未滅菌、オートクレーブ可（121℃、20min.）



容量 サイズ	Art.No.	仕様	数量	包装単位	通常価格	キャンペーン 価格
0.5 ml φ7.8 x 30 mm	72.699	未滅菌	5,000本	1,000本	¥ 40,100	¥ 24,500
1.5 ml φ10.8 x 39 mm	72.690.001	未滅菌	5,000本	500本	¥ 28,100	¥ 17,200
2.0 ml φ10.8 x 40 mm	72.691	未滅菌	5,000本	500本	¥ 41,200	¥ 19,000
5.0 ml φ17 x 60 mm	72.701.500	未滅菌	800本	100本	¥ 25,200	¥ 16,700


スクリュキャップチューブ — 材質：PP/PE、滅菌済、自立型、スクリュキャップ



容量 サイズ	Art.No.	仕様	数量	包装単位	通常価格	キャンペーン 価格
3.5 ml φ11.5 x 66 mm	60.549.001	滅菌済	1,000本	100本	¥ 32,000	¥ 19,200
5 ml φ15.3 x 57 mm	62.558.201	滅菌済	1,000本	100本	¥ 42,500	¥ 25,500
15 ml φ20 x 76 mm	60.732.001	滅菌済	500本	100本	¥ 26,800	¥ 16,100
30 ml φ25 x 107 mm	62.543.001	滅菌済	400本	50本	¥ 22,100	¥ 13,300
50 ml φ28 x 115 mm	62.559.001	DNA, DNase, RNase, pyrogen-free, non-cytotoxic,滅菌済	300本	25本	¥ 22,000	¥ 13,200

PCR

PCRプレート / シール



仕様 Art.No.	適合機種 例	数量 (包装単位)	通常価格	キャンペーン 価格
0.1ml スカートなし 72.1977.202	Thermo Fisher Scientific ・ StepOne™ Bio-Rad ・ CFX Connect™ TaKaRa ・ Thermal Cycler Dice® Real Time SystemIII/IV	100枚 (20枚)	¥ 47,000	¥ 30,600
0.2ml スカートなし 72.1978	Thermo Fisher Scientific ・ Prism® 2720, 7000/ 7700 ・ 3100/ 3130/ 3700/ 3730/ 3730XL Genetic Analyser Bio-Rad ・ T100™ ・ S1000™/ S1000 Touch™ ・ iCycler iQ™/ iQ4™/ iQ5™ ・ My Cycler™	100枚 (10枚)	¥ 43,200	¥ 28,100
0.2ml ハーフスカート 72.1979	Thermo Fisher Scientific ・ QuantStudio™ (3,5,6,7,12) ・ 3100/ 3130, 3500/ 3500XL, 3700/3730/3730XL Genetic Analyser ・ Veriti® 96well / Fast 96well ・ Prism® 7900HT/ 7300/ 7500/7000 / 7700 Bio-Rad ・ S1000™/ C1000 Touch™ ・ iCycler iQ™/ iQ4™/ iQ5™/ MyCycler™ TaKaRa ・ Thermal Cycler Dice® Real Time SystemII	100枚 (10枚)	¥ 45,700	¥ 29,800
0.1ml ハーフスカート 72.1981	Thermo Fisher Scientific ・ Prism® 7500 Fast/ 7900 Fast/ 7900 HT Fast ・ QuantStudio® (3,5,6,7,12) ・ StepOne Plus™ ・ Veriti® Fast 96well Bio-Rad ・ C1000 Touch™ TaKaRa ・ Thermal Cycler Dice® Real Time SystemIII/IV	100枚 (10枚)	¥ 45,600	¥ 29,700
0.1ml フルスカート 72.1980	Bio-Rad ・ CFX 96 Touch™ ・ S1000™/ C1000 Touch™	100枚 (10枚)	¥ 45,800	¥ 29,800

Art.No.	製品特性	数量	通常価格	キャンペーン 価格
プレートシール 95.1994.0002	アプリケーション 仕 様 シ ル PCR、リアルタイムPCR 高耐薬品性 粘着シール	100枚	¥ 15,200	¥ 8,400
プレートシール 95.1999.0002	アプリケーション 仕 様 シ ル リアルタイムPCR、蛍光分析 高透明度 圧着シール	100枚	¥ 37,300	¥ 24,300

PCR Performance Tested

PCR Performance Tested認証製品は以下の品質基準を満たしています。



DNA-free
DNase/RNase-free
PCR inhibitor-free

Human DNA <0.5 pg/μl
Bacterial DNA <0.02 pg/μl
DNase <1x 10⁻⁵ U/μl
RNase <1x 10⁻⁹ Kunitz units/μl
PCR inhibitors <0.5 cycle Ct value shift

チューブ・ラック

スクリーキャップマイクロチューブ

選べる 2 種類の仕様

● PCR Performance Tested

- 
- DNA-free
 - DNase/RNase-free
 - PCR inhibitor-free

● 滅菌、5色ミックス

- 5色のキャップ（透明、青、黄、赤、緑）各100本（20本包装）入り
- 中身を色ごとに区別できます。
- 滅菌済



容量 形状	Art.No.	仕様	数量	包装単位	通常価格	キャンペーン 価格
0.5 ml 自立型	72.730.406		1,000本	100本	¥ 50,200	¥ 32,700
	72.730.007.43	滅菌済、5色MIX	500本	20本	¥ 29,500	¥ 20,700
1.5 ml コニカル型	72.692.405		1,000本	100本	¥ 45,200	¥ 29,400
	72.692.00043	滅菌済、5色MIX	500本	20本	¥ 25,300	¥ 17,800
2.0 ml コニカル型	72.693.465		1,000本	100本	¥ 45,500	¥ 29,600
	72.693.00043	滅菌済、5色MIX	500本	20本	¥ 26,600	¥ 18,700
2.0 ml 自立型	72.694.406		1,000本	100本	¥ 49,100	¥ 32,000
	72.694.007.43	滅菌済、5色MIX	500本	20本	¥ 28,000	¥ 19,600

スペシャルラック –スクリーキャップマイクロチューブ専用ラック




- スクリーキャップマイクロチューブ専用設計
- チューブ側面とラック穴部のギザギザが噛合い、片手で開閉することができます。
- 材質：PC

Art.No.	サイズ	収納本数	数量	通常価格	キャンペーン 価格
93.894.00002	70 x 137 x H40 mm	18本	1個	¥ 9,800	¥ 6,500
93.848.100.02	62 x 257 x H40 mm	20本	1個	¥ 10,500	¥ 7,000
93.1428.0002	90 x 257 x H40 mm	48本	1個	¥ 12,600	¥ 8,400

低吸着チューブ

Low Binding Micro Tube



容量 サイズ	Art.No.	仕様	数量	包装単位	通常価格	キャンペーン 価格
0.5 ml φ7.8 x 30 mm	72.704.600	 タンパク低吸着	1,200本	50本	¥ 35,600	¥ 18,200
	72.704.700	 DNA低吸着	1,200本	50本	¥ 22,500	¥ 13,800
1.5 ml φ10.8 x 39 mm	72.706.600	 タンパク低吸着	800本	50本	¥ 23,700	¥ 12,100
	72.706.700	 DNA低吸着	800本	50本	¥ 15,700	¥ 9,600
2.0 ml φ10.8 x 40 mm	72.695.600	 タンパク低吸着	800本	50本	¥ 23,900	¥ 12,200
	72.695.700	 DNA低吸着	800本	50本	¥ 16,500	¥ 10,100
5.0 ml φ17 x 60 mm	72.701.600	 タンパク低吸着	200本	25本	¥ 15,800	¥ 8,100
	72.701.700	 DNA低吸着	200本	25本	¥ 10,600	¥ 7,000

Low Binding Screw Cap Micro Tube




容量	Art.No.	仕様	数量	包装単位	通常価格	キャンペーン 価格
1.5 ml	72.703.600	 タンパク低吸着	1,000本	100本	¥ 62,800	¥ 41,500
	72.703.700	 DNA低吸着	1,000本	100本	¥ 62,800	¥ 41,500
2.0 ml	72.694.600	 タンパク低吸着	1,000本	100本	¥ 52,000	¥ 34,400
	72.694.700	 DNA低吸着	1,000本	100本	¥ 52,000	¥ 34,400

フリーズボックス

撥水紙フリーズボックス

1.5/2.0mlマイクロチューブ用



Art.No.	95.33100.002
サイズ	150 x 150 x H52 mm
穴数	100穴
数量	20個
通常価格	¥ 21,100
キャンペーン価格	¥ 11,900

1.5/2.0mlマイクロチューブ用



Art.No.	95.33000.002
サイズ	135 x 135 x H53 mm
穴数	81穴
数量	20個
通常価格	¥ 16,500
キャンペーン価格	¥ 9,500

1.5/2.0mlマイクロチューブ用



Art.No.	95.33050.002
サイズ	76 x 150 x H52 mm
穴数	50穴
数量	20個
通常価格	¥ 16,500
キャンペーン価格	¥ 9,500

サンプリングチューブ用



Art.No.	95.33020.002
サイズ	77 x 77 x 45 mm
穴数	20穴
数量	20個
通常価格	¥ 14,000
キャンペーン価格	¥ 7,900

50ml遠心チューブ用



Art.No.	95.33014.002
サイズ	147 x 147 x H123 mm
穴数	16穴
数量	10個
通常価格	¥ 14,200
キャンペーン価格	¥ 8,300

15ml遠心チューブ用



Art.No.	95.33015.002
サイズ	168 x 168 x H130 mm
穴数	49穴
数量	10個
通常価格	¥ 15,600
キャンペーン価格	¥ 9,100

φ16〜17mmチューブ用



Art.No.	95.33007.002
サイズ	135 x 135 x H68 mm
穴数	25穴
数量	20個
通常価格	¥ 15,000
キャンペーン価格	¥ 8,400

φ12/13mmチューブ用



Art.No.	95.33016.002
サイズ	165 x 165 x H89 mm
穴数	100穴
数量	10個
通常価格	¥ 15,600
キャンペーン価格	¥ 8,800

0.2mlPCRチューブ用



Art.No.	95.33023.002
サイズ	92 x 130 x H30 mm
穴数	96穴
数量	20個
通常価格	¥ 13,800
キャンペーン価格	¥ 7,900

チューブラック

チューブラック

15ml遠心チューブ用
5mlマイクロチューブ用



材質：PC

Art.No.	93.1431.001.2
サイズ	90 x 257 x H40 mm
穴数	48穴
数量	1個
通常価格	¥ 7,600
キャンペーン価格	¥ 4,200

1.5/2.0mlマイクロチューブ用



材質：PC

Art.No.	93.868.00002
サイズ	90 x 257 x H40 mm
穴数	48穴
数量	1個
通常価格	¥ 9,300
キャンペーン価格	¥ 4,200

0.5mlマイクロチューブ用



材質：PC

Art.No.	93.48.011.002
サイズ	90 x 257 x H40 mm
穴数	48穴
数量	1個
通常価格	¥ 7,600
キャンペーン価格	¥ 4,200

回転させて色々なサイズのチューブを1つの面で収納することができます。

1.5/2.0mlマイクロチューブ用



材質：スチロフォーム

Art.No.	95.64.253.002
サイズ	100 x 85 x H65 mm
穴数	20穴
数量	10個
通常価格	¥ 9,800
キャンペーン価格	¥ 4,900

1.5/2.0mlマイクロチューブ用



材質：スチロフォーム

Art.No.	95.64.249.002
サイズ	340 x 100 x H65 mm
穴数	100穴
数量	10個
通常価格	¥ 12,600
キャンペーン価格	¥ 6,300



材質：PP

Art.No.	93.879
サイズ	108 x 108 x 257 mm
数量	4色1セット
通常価格	¥ 7,100
キャンペーン価格	¥ 4,500

IsoFreeze® Rack


PCRチューブ/プレート用



材質：PP

Art.No.	95.984.00002
穴数	96穴
数量	2個
通常価格	¥ 17,900
キャンペーン価格	¥ 10,400

1.5/2.0mlマイクロチューブ用



材質：PP


Art.No.	95.983.00002
穴数	24穴
数量	1個
通常価格	¥ 14,200
キャンペーン価格	¥ 8,600

ラックが7℃で変色するので、温度変化を一目で確認できます。

- 4℃以下で最大約3時間保冷できます。



室温



7℃以下

細胞培養製品

Cell+

Cell+は特殊な表面処理によって細胞の接着性を高めた培養容器です。それにより以下のようなシチュエーションにおいて有用なオプションとなっています。

- **ECM (コラーゲン/ポリ-D-リジンなど) コーティング容器の代替**

Cell+はプリコーティング製品を使用されている場合やご自身でECMコーティングをされている場合、代替品としてご検討いただけます。プリコーティング容器と比較して、コストが大幅に削減できる、冷蔵保管不要、長い有効期限、コーティング作業の省略などのメリットが提供できます。

- **プライマリーセルの培養 (初代細胞の培養)**

プライマリーセルは容器への接着や増殖がうまくいかないケースが見受けられます。Cell+はプライマリーセルの培養においても有用なオプションのひとつです。


- **剥離リスクの高い細胞の培養**

インキュベーターのドア開閉やピペッティングなどの、少しの衝撃でも剥離してしまうような繊細な細胞の培養においてもCell+は有用です。


- **無血清/低血清培養**

Cell+は細胞接着性の亢進により、無血清培養のような難しい条件での培養においても貢献できるポテンシャルを持っています。

細胞剥離試験 (物理的ストレスを模した細胞剥離試験)



(上) 一般的な表面処理
(下) Cell+




- 試験手順**
- HEK-293をDMEMで3日間培養
 - コンフルエントの状態では培地を細胞上に滴下し、細胞の剥離・凝集状態を観察
- 結果**
- (画像上) 一般的な表面処理で培養された細胞は滴下した培地の衝撃で剥離が起こり、画像下半分の細胞は剥がれて上方へ移動し(a)、凝集が起きています(b)
 - (画像下) Cell+で培養された細胞は、衝撃の影響を受けることなく安定しています

容器タイプ	Art.No.	規格	培養面積	数量	包装単位	通常価格	キャンペーン価格
dish	83.3900.300	φ35/10 mm	9.4 cm ²	500枚	10枚	¥ 44,000	¥ 26,400
	83.3901.300	φ60/15 mm	22.1 cm ²	500枚	10枚	¥ 50,600	¥ 30,400
	83.3902.300	φ100/20 mm	58.8 cm ²	300枚	10枚	¥ 49,700	¥ 29,900
	83.3903.300	φ150/20 mm	151.4 cm ²	100枚	5枚	¥ 38,200	¥ 23,000
flask	83.3910.300	ツープозиションキャップ	24.7 cm ²	300個	10個	¥ 76,400	¥ 45,900
	83.3910.302	ペントキャップ	24.7 cm ²	300個	10個	¥ 79,500	¥ 47,700
	83.3911.300	ツープозиションキャップ	74.2 cm ²	100個	5個	¥ 39,100	¥ 23,500
	83.3911.302	ペントキャップ	74.2 cm ²	100個	5個	¥ 40,800	¥ 24,500
	83.3912.300	ツープозиションキャップ	174.5 cm ²	40個	5個	¥ 39,600	¥ 23,800
plate	83.3912.302	ペントキャップ	174.5 cm ²	40個	5個	¥ 41,600	¥ 25,000
	83.3920.300	6ウェル	9.07 cm ²	50枚	1枚	¥ 28,700	¥ 17,300
	83.3921.300	12ウェル	3.65 cm ²	50枚	1枚	¥ 28,800	¥ 17,300
	83.3922.300	24ウェル	1.82 cm ²	50枚	1枚	¥ 29,000	¥ 17,400
	83.3923.300	48ウェル	0.64 cm ²	50枚	1枚	¥ 28,800	¥ 17,300
	83.3924.300	96ウェル	0.29 cm ²	50枚	1枚	¥ 28,000	¥ 16,800


lumox®

lumox®細胞培養製品は薄いガス透過性のフィルムベースが特長の培養容器です。ガス透過性と拡散経路が極めて短いので最適なガス交換が保証されています。lumox®はポリスチレンと比べて自家蛍光性が低く、さらにポリスチレンやガラスよりも光透過性が高いため、分析や画像解析に向いています。

- ガス透過性が及ぼす細胞への好影響
- 極薄フィルムによる高解像度の画像取得
- 低波長光の検出
- フィルムカットによるユニークな細胞回収



【 lumox®フィルムのガス交換イメージ 】




【 lumox®フィルム 】
フタをしたままでもボトムのフィルムからガス交換可能




【 ポリスチレン / ガラス 】
フタをしたままの状態では培地気液界面からしかガス交換ができない

【 フィルムの光学特性を示すグラフ 】



【 iPS細胞分化後のインテグリン発現 】



Cell: iPS(201B7)
1st Ab: anti-human integrin beta1 mAb
2nd Ab: anti-mouse IgG-Alexa488

lumox®フィルムは汎用のPS製に比べて鮮明な画像が確認できる。

【高画質のメリット】

- ・ 論文や外部へ公表する資料として適している
- ・ 高倍率/高解像度での観察が可能 (検体の微細な変化や構造を観察しやすい)

容器タイプ	Art.No.	培養面	規格	培養面積 (ウェルあたり)	容量 (ウェルあたり)	数量	包装単位	通常価格	キャンペーン価格
dish	94.6077.410.2	接着	φ50 x 12 mm	20.35 cm ²	5-10 ml	50枚	5枚	¥ 49,300	¥ 38,500
	94.6077.331.2	接着	φ35 x 6 mm	6.35 cm ²	2.5 ml	50枚	5枚	¥ 44,100	¥ 34,400
multiwell	94.6110.024	接着	ANSI/SLAS 24ウェル	1.90 cm ²	500-1500 µl	20枚	1枚	¥ 55,600	¥ 44,500
	94.6120.096	接着	ANSI/SLAS 96ウェル	0.34 cm ²	25-340 µl	20枚	1枚	¥ 59,500	¥ 47,600
	94.6130.384	接着	ANSI/SLAS 384ウェル	0.11 cm ²	10-130 µl	20枚	1枚	¥ 86,000	¥ 68,800

細胞培養製品

x-well®

x-well®は培養面に4種類の材質をラインナップしたチャンバースライドです。細胞種、実験環境などに合わせて異なる培養面をご検討いただけます。

- ポリスチレンのフレームは、治具を使用せず取外しが可能です。（カバーガラスは不可）
 - フレーム取り外し後は培養面に残渣が残ることはなく、カバーガラス封入時にストレスがありません。
 - 接着細胞培養用処理済み
 - 滅菌済、pyrogen-free、endotoxin-free、non-cytotoxic
- **PCA（プラスチック）**
 - ポリオレフィン系プラスチック製でPSと比較して自家蛍光が低く、高度な薬品耐性があります。
 - ガラスでうまく増殖しない細胞に対し、代替案としてご検討できます。
 - 最大**400倍（40 x 対物）**まで最適な観察が可能
 - **lumox®**
 - ガス透過性を持つ特殊フィルム。卓越した光学特性により、特に蛍光染色を応用した分析に適しています。
 - ガス透過性は繊細な細胞の増殖を増進させる効果も見込めます。
 - 最大**400倍（40 x 対物）**まで最適な観察が可能
 - **スライドガラス**
 - 書込みスペースのある標準フォーマットのスライド
 - ラボで使用される大抵の染色・固定用の薬品を使用可能
 - 最大**400倍（40 x 対物）**まで最適な観察が可能
 - **カバーガラス - フレーム取り外し不可**
 - 厚みが**170µm**で、特に高分解能の顕微鏡観察に最適
 - フレームの取り外しはできません。
 - 最大**1,000倍（100 x 対物）**まで最適な観察が可能



ウェル数 培養面積	培養面 材質	Art.No.	取り外し	ウェルあたりの 容量	数量	通常価格	キャンペーン 価格
8ウェル 0.8 cm ²	PCA	94.6140.802.2	可	0.5 ml	6個	¥ 10,000	¥ 7,800
	lumox®	94.6150.801.2	可	0.5 ml	6個	¥ 12,400	¥ 9,700
	ガラス	94.6170.802.2	可	0.5 ml	6個	¥ 8,800	¥ 6,900
	カバーガラス	94.6190.802.2	不可	0.5 ml	6個	¥ 10,000	¥ 7,800

セルストレーナー

- ポアサイズ別カラーコード（40µm：青 70µm：白 100µm：黄）
- スタック式で段階的にろ過することが可能 (a)
- ろ過中の「エアロック」現象によるオーバーフロー防止のために設けられた4つのカムによる継続的な換気が可能です。 (b)
- ザルスタット50ml遠心チューブにぴったりはまります。(c)
- アダプタ（別売：83.3945.999.2）を使うと、他サイズの各種チューブでもご利用いただけます。
（例：15ml遠心チューブ、12 x 75 mm FACSチューブなど）
- 滅菌済、pyrogen-free、endotoxin-free、non-cytotoxic





Art.No.	ポアサイズ	カラー	数量	包装単位	通常価格	キャンペーン 価格
83.3945.040.2	40 µm	青	50個	1個	¥ 14,100	¥ 11,600
83.3945.070.2	70 µm	白	50個	1個	¥ 14,100	¥ 11,600
83.3945.100.2	100 µm	黄	50個	1個	¥ 14,100	¥ 11,600
83.3945.999.2	—	—	25個	1個	¥ 7,500	¥ 6,000

TCプレート - BIOFLOAT™

BIOFLOAT™は特殊ポリマーコーティングを施した培養プレートで高速かつ均一、そして信頼性の高いスフェロイド培養を可能にします。


- 丈夫なコーティングによるシンプルな操作性
- 高い再現性
- 迅速で信頼度の高いスフェロイド培養
- 滅菌済、pyrogen-free、endotoxin-free、non-cytotoxic



Art.No.	ウェル数	底の形状	数量	包装単位	通常価格	キャンペーン 価格
83.3920.400	6	平底	3枚	1枚	¥ 24,000	¥ 14,400
83.3922.400	24	平底	3枚	1枚	¥ 24,000	¥ 14,400
83.3925.400	96	丸底	4枚	1枚	¥ 24,000	¥ 14,400

セルスクレーパー

- ポリスチレン製ハンドルはエルゴノミックデザインで滑りにくい。
- ブレードはゴムに似た、細胞に優しい材質で作られています。
- 「スクレーパーポジション」と「リフターポジション」を簡単にチェンジできます。
- 滅菌済、pyrogen-free、endotoxin-free、non-cytotoxic



Art.No.	ブレードサイズ	スクレーパーサイズ	数量	包装単位	通常価格	キャンペーン 価格
83.3950	1.35 cm	24 cm	100本	1本	¥ 31,000	¥ 16,800
83.3951	1.7 cm	24 cm	100本	1本	¥ 31,000	¥ 16,800